

## Replacement filter / Ersatzfilter

**CleanCube mini** E50300001

**CleanCube classic** E50300101

---

### When does the air filter has to be replaced?

Only the regular replacement of the air filter guarantees a perfect and lifelong running time of the CleanCube:

Standard environment:

Exchange after 20 operating hours

Dusty/risky environment:

Exchange after 10 operating hours

---

---

### Wann muss der Luftfilter ausgetauscht werden?

Nur das regelmässige Ersetzen des Luftfilters garantiert eine einwandfreie und lebenslange Laufzeit des CleanCubes:

Standard Umgebung:

Austausch nach 20 Betriebsstunden

Staubige/riskante Umgebung:

Austausch nach 10 Betriebsstunden

---

---

#### EICKEMEYER®

**GERMANY** | EltstraÙe 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | [info@eickemeyer.de](mailto:info@eickemeyer.de) | [www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)

**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | [info@eickemeyer.ch](mailto:info@eickemeyer.ch) | [www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)

**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | [www.eickemeyer.co.uk](http://www.eickemeyer.co.uk)

**DENMARK** | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | [info@eickemeyer.dk](mailto:info@eickemeyer.dk) | [www.eickemeyer.dk](http://www.eickemeyer.dk)

**NETHERLANDS** | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | [info@eickemeyer.nl](mailto:info@eickemeyer.nl) | [www.eickemeyer.nl](http://www.eickemeyer.nl)

**ITALY** | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | [info@eickemeyer.it](mailto:info@eickemeyer.it) | [www.eickemeyer.it](http://www.eickemeyer.it)

**POLAND** | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | [info@eickemeyer.pl](mailto:info@eickemeyer.pl) | [www.eickemeyer.pl](http://www.eickemeyer.pl)

**CANADA** | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | [info@eickemeyervet.ca](mailto:info@eickemeyervet.ca) | [www.eickemeyercanada.ca](http://www.eickemeyercanada.ca)